

乳胶洁净室手套牢固耐用，加厚卷边袖口可增加固定在手臂上的稳定性

BioClean Alpha无菌乳胶手套具有卓越的灵活性，并且符合解剖学形态，可为穿戴者带来最佳的舒适度。加厚卷边袖口可增加强度以及固定在手臂上的稳定性，同时可降低穿戴手套时的撕裂风险。

关键特征和优势

- 卓越的灵活性和舒适度
- 加厚卷边袖口可降低穿戴手套时的撕裂风险
- 无粉EasyOn技术使双层手套的穿戴变得轻松
- 非颗粒EasyTear包装



行业

- 受控和关键环境
- 生产和制造
- 实验室和研发中心
- 无菌处理部门

技术数据表

产品信息	
材料	天然胶乳
颜色	自然色
形状	贴合手型
袖口	卷边
生产/质量管理体系审核标准	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
监管	CE 0493, EN ISO 21420:2020, EN 421:2010, EN 455 Part 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, 食品接触, III类, UKCA
包装	每个钱夹式PE内包装袋一副; 每个密封EasyTear™ PE小包装袋1个钱夹式包装袋; 每个密封PE外包装袋10个小包装袋; 每个内衬纸箱20个外包装袋(200副)
存储	避免阳光直射; 存放在干燥处, 并保持原包装。远离臭氧源。如果按照说明正确存放产品, 它们不会失去性能或明显改变特性。如果产品可能受到老化或储存的影响, 包装材料上会注明有效期。
原产国	马来西亚
可选尺寸	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
外层手套表面	手指纹理
Internal Glove Surface	氯化
灭菌方法	伽马辐照 (25 kGy)
灭菌最小剂量	25kGy
无菌保证水平	10 ⁻⁶
无尘室兼容性	10级/ISO 4级和欧盟GMP A/B级以及其它灭菌洁净室
保质期	自生产之日起五(5)年。
蛋白质水平	可提取蛋白质总量为50µg/ g或更少
抗静电性	否



Alpha AL300

符合10级 (ISO 4) 环境的无菌乳胶洁净室手套

物理性质								测试方法
尺码	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	EN ISO 21420
长度(毫米/英寸)	295 / 11.61							
手掌宽度(mm/in)	77毫米	83毫米	89毫米	95毫米	102毫米	108毫米	114毫米	
无孔洞	0.65 AQL 性能等级为3级							EN 374-2
典型粒子数 $\geq 0.5\mu\text{m}$ (计数/平方厘米)	<3500							TEST-RP-CC005.4
最小单层手掌厚度(毫米/密耳)	0.20 / 7.87							EN 455-2
最小单层手指厚度(毫米/密耳)	0.24 / 9.44							EN 455-2
最小单层袖口厚度(毫米/密耳)	0.18 / 7.08							EN 455-2
老化期间极限抗拉强度(兆帕)	Min. 14							ASTM D412-06a
老化期间断裂强力(牛)	$\geq 9\text{N}$							EN 455-2

离子含量

浓度单位 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	典型	浓度单位 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	典型
铵盐	< 0.05	硝酸盐	< 0.50
溴化物	Available on File	亚硝酸盐	< 0.01
钙	< 1.00	磷酸盐	< 0.01
氯化物	< 2.50	钾	< 0.08
氟化物	< 0.01	钠	< 0.08
锂	< 0.01	硫酸盐	< 0.20
镁	< 0.05	锌	< 1.20

订购信息

尺码	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
追加订购编号	AL300-60	AL300-65	AL300-70	AL300-75	AL300-80	AL300-85	AL300-90

性能标准与监管合规



欲了解更多信息, 请访问我们的网站www.ansell.com, 或通过以下方式联系我们

欧洲、中东和非洲
安思尔医疗欧洲公众有限公司 Ansell Healthcare Europe NV
电话: +32 (0) 2 528 74 00
传真: +32 (0) 2 528 74 01
亚太地区
安思尔全球贸易中心 (Ansell Global Trading Center)
(马来西亚)私人有限公司
电话: +603 8310 6688
传真: +603 8310 6688

北美地区
安思尔医疗产品有限责任公司 地址 (Ansell Healthcare Products LLC)
US 电话: +1 800 800 0444
US 传真: +1 800 800 0445
CA 电话: +1 800 363 8340
拉丁美洲和加勒比地区
安思尔商业墨西哥股份公司 (Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.)
电话: +52 442 248 1544 / 248 3133

澳大利亚
安思尔有限公司 (Ansell Limited) 地址
电话: +61 1800 337 041
传真: +61 1800 803 578
UK
Ansell Nitritex
电话: +44 1638 663338
传真: +44 1638 668890

Ansell, ®和™均为安思尔有限公司(Ansell Limited)或其附属机构的商标。美国专利及申请中的美国和非美国专利: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. 版权所有。

本文或其中由安思尔或代表安思尔所作的任何其他声明均不应被解释为对适销性的保证, 也不应被解释为任何安思尔产品适用于特定用途。对于最终用户为特定应用选择的手套是否适合或适当, 安思尔不承担任何责任。

