



Biotac BIOTAC

适用于100级 (ISO 5) 环境的非无菌丁腈手套

丁腈洁净室手套柔软舒适，具有出色的抓握性能和耐化学性

BioClean Biotac丁腈手套不含乳胶和粉末，可耐受多种化学品。300mm(12'')长的白色洁净室手套柔软舒适，可为佩戴者提供良好的手部灵巧度，适合长期使用。

关键特征和优势

- 可耐受多种化学品
- 不含乳胶和粉末
- 灵活舒适
- 非颗粒EasyTear包装



行业

- 生产和制造
- 受控和关键环境
- 实验室和研发中心

建议用于

- 洁净室清洁和准备
- 化学品处理
- 在潮湿环境中增强抓握力
- 增强触觉灵敏度和灵活性，特别适用于精细操作
- 食品加工和处理



Biotac BIOTAC

适用于100级 (ISO 5) 环境的非无菌丁腈手套

技术数据表

	产品信息
材料	丁腈
颜色	白色
形状	双手通用
袖口	卷边
生产/质量管理体系审核标准	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
监管	CE 0493, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, 食品接触, III类, UKCA
包装	每个密封PE内包装袋100件; 每个密封PE外包装袋1个PE内包装袋; 每个内衬纸箱10个外包装袋(1000件)。
存储	避免阳光直射; 存放在干燥处, 并保持原包装。远离臭氧源。如果按照说明正确存放产品, 它们不会失去性能或明显改变特性。如果产品可能受到老化或储存的影响, 包装材料上会注明有效期。
原产国	马来西亚
可选尺寸	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10), XXL (10.5 - 11)
粉末含量	无粉
外层手套表面	手指纹理
Internal Glove Surface	氯化
无尘室兼容性	ISO第5类
保质期	自生产之日起五(5)年。
经测试可用于化疗药物	否
蛋白质水平	不适用: 不含天然胶乳
抗静电性	是



Biotac BIOTAC

适用于100级 (ISO 5) 环境的非无菌丁腈手套

物理性质							测试方法
尺码	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)	EN ISO 21420
长度(毫米/英寸)	300/12						
手掌宽度 (mm/in)	75/3	85/3.3	95/3.7	105/4.1	115/4.5	119/4.7	
无孔洞	1.5 AQL 性能等级为2级						EN 455-2
典型粒子数≥0.5μm(计数/平方厘米)	<1500						IEST-RP-CC005.4
最小单层手掌厚度(毫米/密耳)	0.11 / 4.33						EN 455-2
最小单层手指厚度(毫米/密耳)	0.17 / 6.69						EN 455-2
最小单层袖口厚度(毫米/密耳)	0.08 / 3.15						EN 455-2
老化期间断裂强力(牛)	≥6 N						EN 455-2

离子含量

浓度单位 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	典型	浓度单位 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	典型
铵盐	0.011	硝酸盐	0.26
溴化物	Not Detected	亚硝酸盐	Not Detected
钙	0.31	磷酸盐	Not Detected
氯化物	0.11	钾	0.03
氟化物	Not Detected	钠	0.029
锂	Not Detected	硫酸盐	0.017
镁	0.002	锌	Not Detected

订购信息

尺码	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
追加订购编号	BIOTAC-XS	BIOTAC-S	BIOTAC-M	BIOTAC-L	BIOTAC-XL	BIOTAC-XXL

性能标准与监管合规



欲了解更多信息, 请访问我们的网站www.ansell.com, 或通过以下方式联系我们

欧洲、中东和非洲
安思尔医疗欧洲公众有限公司 Ansell Healthcare Europe NV
电话: +32 (0) 2 528 74 00
传真: +32 (0) 2 528 74 01
亚太地区
安思尔全球贸易中心 (Ansell Global Trading Center)
(马来西亚)私人有限公司
电话: +603 8310 6688
传真: +603 8310 6688

北美地区
安思尔医疗产品有限责任公司 地址 (Ansell Healthcare Products LLC)
US 电话: +1 800 800 0444
US 传真: +1 800 800 0445
CA 电话: +1 800 363 8340
拉丁美洲和加勒比地区
安思尔商业墨西哥股份公司 (Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.)
电话: +52 442 248 1544 / 248 3133

澳大利亚
安思尔有限公司 (Ansell Limited) 地址
电话: +61 1800 337 041
传真: +61 1800 803 578
UK
Ansell Nitritex
电话: +44 1638 663338
传真: +44 1638 668890

Ansell, ®和™ 均为安思尔有限公司 (Ansell Limited) 或其附属机构的商标。美国专利及申请中的美国和非美国专利: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. 版权所有。

本文或其中由安思尔或代表安思尔所作的任何其他声明均不应被解释为对适销性的保证, 也不应被解释为任何安思尔产品适用于特定用途。对于最终用户为特定应用选择的手套是否适合或适当, 安思尔不承担任何责任。

