

Perlindungan dan kenyamanan terjangkau

Sarung tangan sekali pakai dengan formula nitril tipis untuk perlindungan andal plus kenyamanan dan fleksibilitas lebih baik jika dibandingkan dengan sarung tangan berharga sejenis



Industri

- Pengolahan makanan
- Otomotif
- Ilmu pengetahuan hayati

Direkomendasikan untuk

- Katering / persiapan makan
- Pengolahan dan penanganan makanan
- Inspeksi komponen, peralatan
- Perakitan dan inspeksi komponen
- Perbaikan dan pemeliharaan peralatan
- Mengambil dan mengencangkan komponen
- Penyesuaian komponen dan sistem
- Penanganan penyemprot dan pistol lem/cat
- Memindahkan cairan dan bahan padat
- Pengambilan dan pemrosesan sampel

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Permukaan Sarung Tangan Eksternal	Jari Bertekstur
Standar Audit	ISO 13485, ISO 9001
Sertifikasi Produk	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Gambaran Umum Pengepakan	300 gloves per dispenser, 10 dispensers per shipper, 3000 gloves per shipper **Size XL 250 pieces/dispenser, 2500 pieces/shipper
Petunjuk Penyimpanan	Jauhkan dari cahaya matahari langsung; simpan di tempat yang sejuk dan kering. Jauhkan dari sumber ozon atau pengapian
Negara Asal	Cina
Antistatis	Tidak Teruji

SIFAT-SIFAT FISIK

	Nilai Umum		Metode Pengujian
Panjang (mm/inci)	230/9,1		ASTM D3767,EN 420
Bebas dari Lubang (Level pemeriksaan I)	AQL 1,5		ASTM D6319-10,ASTM D5151-06 (2011)
Ketebalan Telapak (mm/mils)	0.06/2.4		ASTM D3767,EN 420
Ketebalan Jari (mm/mils)	0.08/3.1		ASTM D3767,EN 420
	SEBELUM PENUAAN	SETELAH PENUAAN	
Kekuatan Tarik Tertinggi (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D6319-10
Regangan saat Robek (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D6319-10
Gaya saat robek (N)	3	3	EN 455-2

INFORMASI PEMESANAN

Ukuran	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Kode Produk	82133060	82133070	82133080	82133090	82133100

Kepatuhan terhadap Standar Performa dan Peraturan



Untuk informasi selengkapnya, kunjungi kami di www.ansell.com, atau hubungi kami di

Wilayah Eropa, Timur Tengah & Afrika
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01
Wilayah Asia Pasifik
Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Wilayah Amerika Utara
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445
Wilayah Amerika Latin & Karibia
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578
Rusia
Ansell PYC
T. +7 495 258 13 16

Ansell, ® dan ™ adalah merek dagang yang dimiliki oleh Ansell Limited atau salah satu afiliasinya. Dipatenkan di AS dan dalam Proses Paten di AS dan di Luar AS: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Semua Hak Dilindungi.

Dokumen ini atau pernyataan lain yang dibuat di dalam dokumen ini oleh atau atas nama Ansell tidak dapat ditafsirkan sebagai jaminan kelayakan untuk diperdagangkan atau bahwa produk Ansell mana pun cocok untuk tujuan tertentu. Ansell tidak bertanggung jawab atas kesesuaian atau ketepatan pilihan pengguna akhir atas sarung tangan untuk penggunaan tertentu.

