



Extra BLAS

ถุงมือยางธรรมชาติปลอดเชื้อสำหรับห้องปลอดเชื้อ
เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมคลาส 10 (ISO 4)

ถุงมือยางธรรมชาติสำหรับห้องปลอดเชื้อ ปกป้องมือยาวถึงข้อศอก และมอบความสบายในแบบที่ไม่มีใครเทียบ

ถุงมือยางธรรมชาติผ่านการสเตอริไรส์ **BioClean Extra**
ขนาด **400 มม. (16 นิ้ว)** ให้การปกป้องยาวถึงข้อศอก ทั้ง
ยังยืดหยุ่นและสวมใส่สบายสำหรับการใช้งานติดต่อกันเป็น
เวลานาน ถุงมือสีธรรมชาติมีลายบนพื้นผิว และมีข้อมือขอบ
ม้วนเพื่อความแข็งแรง

คุณสมบัติและคุณประโยชน์หลัก

- ความยืดหยุ่นและความสบาย
- การปกป้องยาวถึงข้อศอก
- ไม่มีฝุ่นแป้ง
- ข้อมือขอบม้วน
- สวมใส่สองชั้นได้ง่าย
- บรรจุภัณฑ์ปลอดอนุภาค **EasyTear**



อุตสาหกรรม

- สภาพแวดล้อมที่ควบคุมและสำคัญ
- การผลิตและการผลิต
- ห้องปฏิบัติการและการวิจัยและพัฒนา
- ฝ่ายแปรรูปแบบไร้เชื้อ



Extra BLAS

ถุงมือยางธรรมชาติปลอดเชื้อสำหรับห้องปลอดเชื้อ
เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมคลาส 10 (ISO 4)

เอกสารข้อมูลเชิงเทคนิค

	ข้อมูลผลิตภัณฑ์
วัสดุ	ยางธรรมชาติ
สี	ธรรมชาติ
รูปทรง	ก้นดุ้งสองมือ
ข้อนิ้ว	ข้อนิ้วขอบนิ้ว
มาตรฐานการผลิต/การตรวจสอบ QMS	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
การกักกันดูแล	CE 0493, EN 455 Part 2, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, การสัมผัสกับอาหาร, กลุ่ม III, UKCA
การบรรจุหีบห่อ	One pair per inner PE wallet; one wallet per sealed EasyTear PE pouch; 10 pouches per sealed outer PE bag; 20 outer bags per lined carton (200 pairs) More sustainable packaging: These sterile gloves are packed in recyclable plastic packaging* and delivered in recycled cardboard shipper cases. *Inner wrap, pouch, bag and liner are made from polyethylene (PE) based film. Always check your local recyclable status as these materials may not be considered suitable for recycling in your location.
ประเทศต้นทาง	มาเลเซีย
ขนาดที่มีจำหน่าย	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
ส่วนประกอบที่เป็นผง	ไร้ผงแป้ง
พื้นผิวถุงมือภายนอก	นิ้วและฝ่ามือแบบมีลาย
Internal Glove Surface	ผ่านกระบวนการคลอรีน
วิธีการฆ่าเชื้อ	รังสีแกมมา (25 kGy)
ขนาดต่ำสุดสำหรับการฆ่าเชื้อ	25kGy
ระดับการรับประกันความปลอดภัย	10 ⁻⁶
คลาสคลีนรูม	Class 10/ISO Class 4 & EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms
อายุการเก็บรักษา	ห้าปี (5) นับจากวันที่ผลิต
ผ่านการทดสอบมาตรฐานสำหรับใช้กับยาเคมีบำบัด	ไม่
ระดับโปรตีน	โปรตีนที่สกัดได้ทั้งหมดไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/กรัม
ไม่ก่อไฟฟ้าสถิต	ไม่



Extra BLAS

ถุงมือยางธรรมชาติปลอดเชื้อสำหรับห้องปลอดเชื้อ
เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมคลาส 10 (ISO 4)

คุณสมบัติทางกายภาพ					วิธีการทดสอบ
ขนาด	S	M	L	XL	EN ISO 21420
ความยาว (มม./นิ้ว)	400 / 16				
ความกว้างของฝ่ามือ (mm/in)	85/3.3	95/3.7	106/4.2	115/4.5	
การปราศจากรู	1.5 AQL ประสิทธิภาพระดับ 2				EN 374-2
จำนวนอนุภาคทั่วไป ≥ 0.5 ไมโครเมตร (จำนวน / ตร.ซม.)	<2400				IEST-RP-CC005.4
ความหนาของฝ่ามือชั้นเดียวชั้นต่ำ (มม./mil)	0.17 / 6.69				EN 455-2
ความหนาของนิ้วชั้นเดียวชั้นต่ำ (มม./mil)	0.21 / 8.27				EN 455-2
ความหนาของข้อมือชั้นเดียวชั้นต่ำ (มม./mil)	0.12 / 4.72				EN 455-2
แรง ณ จุดขาด (นิวตัน) ระหว่างการบวมแรง	≥ 6 N				EN 455-2


ปริมาณไอออนิก

ความเข้มข้นเป็น ไมโครกรัม/ตร.ซม.	ทั่วไป	ความเข้มข้นเป็น ไมโครกรัม/ตร.ซม.	ทั่วไป
แอมโมเนียม	0.333	ไนไตรท์	0.528
โบรไมด์	0.053	ไนไตรท์	Not Detected
แคลเซียม	1.155	ฟอสเฟต	0.014
คลอไรด์	4.412	โพแทสเซียม	0.075
ฟลูออไรด์	Not Detected	โซเดียม	0.025
ลิเทียม	0.230	ซิลิเกต	0.267
แมกนีเซียม	Not Detected	สังกะสี	Not Detected

ข้อมูลสำหรับการสั่งซื้อ

ขนาด	S	M	L	XL
หมายเลขสั่งซื้อ	BLAS-S	BLAS-M	BLAS-L	BLAS-XL

มาตรฐานประสิทธิภาพและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ



หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ www.ansell.com หรือติดต่อเราได้ที่นี่

ภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

Ansell Healthcare Europe NV
โทร: +32 (0) 2 528 74 00
แฟกซ์: +32 (0) 2 528 74 01

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Ansell Global Trading Center
โทร: +603 8310 6688
แฟกซ์: +603 8310 6699

ภูมิภาคอเมริกาเหนือ

Ansell Healthcare Products LLC
US โทร: +1 800 800 0444
US แฟกซ์: +1 800 800 0445
CA โทร: +1 800 363 8340

ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
โทร: +52 442 248 1544 / 248 3133

ออสเตรเลีย

Ansell Limited
โทร: +61 1800 337 041
แฟกซ์: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
โทร: +44 1638 663338
แฟกซ์: +44 1638 668890

Ansell, ® และ ™ คือเครื่องหมายการค้าที่ Ansell Limited หรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของ จดสิทธิบัตรในสหรัฐฯ และกำลังขอสิทธิบัตรในและนอกสหรัฐฯ: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ

เอกสารฉบับนี้หรือข้อความทั้งหมดที่จัดทำขึ้นในเอกสารนี้ โดยหรือในนามของ Ansell ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นการรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์หรือสัญญาว่าผลิตภัณฑ์ของ Ansell เหมาะสำหรับการวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ Ansell จะไม่รับผิดชอบต่อความเหมาะสมหรือความเพียงพอของถุงมือที่ผู้ใช้เลือกไปใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยเฉพาะ

