

## ประสิทธิภาพการปกป้องและความสบายในราคาประหยัด

ถุงมือไนไตรล์แบบใช้ครั้งเดียวมาพร้อมสูตรไนไตรล์ที่บางกว่า มอบการป้องกันที่ไวใจได้ พร้อมเพิ่มความสบายและความยืดหยุ่นเมื่อเปรียบเทียบกับถุงมือราคาใกล้เคียงกัน



### อุตสาหกรรม

- การแปรรูปอาหาร
- ยานยนต์
- วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

### แนะนำสำหรับ

- การจัดเลี้ยง / การเตรียมอาหาร
- การแปรรูปและการจัดการอาหาร
- การตรวจสอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์
- การประกอบและการตรวจสอบส่วนประกอบ
- การซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์
- การหยิบและยึดส่วนประกอบ
- การปรับชิ้นส่วนและระบบ
- การจัดการปืนพ่นสี/กาวและกาพ่นสี
- การส่งของเหลวและของแข็ง
- การสุ่มตัวอย่างและประมวลผล

TECHNICAL DATA SHEET

|                     | Product Information                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| พื้นผิวถุงมือภายนอก | นิ้วมัลาย                                                                                                                           |
| มาตรฐานการตรวจสอบ   | ISO 13485, ISO 9001                                                                                                                 |
| การรับรองผลิตภัณฑ์  | Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks          |
| ภาพรวมบรรจุภัณฑ์    | 300 gloves per dispenser, 10 dispensers per shipper, 3000 gloves per shipper<br>**Size XL 250 pieces/dispenser, 2500 pieces/shipper |
| คำแนะนำในการจัดเก็บ | เก็บให้ห่างจากแสงแดดส่องโดยตรง เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น เก็บให้ห่างจากแหล่งโอโซนหรือแหล่งติดไฟ                                       |
| ประเทศต้นทาง        | จีน                                                                                                                                 |
| ป้องกันไฟฟ้าสถิต    | ไม่มีการทดสอบ                                                                                                                       |


คุณสมบัติทางกายภาพ

|                               | ค่าทั่วไป        |                  | วิธีการทดสอบ                       |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|
| ความยาว (มม./นิ้ว)            | 230 / 9.1        |                  | ASTM D3767,EN 420                  |
| ปราศจากรู (การตรวจสอบระดับ 1) | 1.5 AQL          |                  | ASTM D6319-10,ASTM D5151-06 (2011) |
| ความหนาฝ่ามือ (มม./mils)      | 0.06/2.4         |                  | ASTM D3767,EN 420                  |
| ความหนานิ้ว (มม./mils)        | 0.08/3.1         |                  | ASTM D3767,EN 420                  |
|                               | ก่อนการเก็บรักษา | หลังการเก็บรักษา |                                    |
| ความทนต่อแรงดึงสูงสุด (MPa)   | ≥ 14             | ≥ 14             | ASTM D6319-10                      |
| การยืด ณ จุดขาด (%)           | ≥ 500            | ≥ 400            | ASTM D6319-10                      |
| แรงฉีกขาด (N)                 | 3                | 3                | EN 455-2                           |

ข้อมูลสำหรับการสั่งซื้อ

| ขนาด          | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| รหัสผลิตภัณฑ์ | 82133060     | 82133070    | 82133080    | 82133090    | 82133100      |

มาตรฐานประสิทธิภาพและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ



หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ [www.ansell.com](http://www.ansell.com) หรือติดต่อเราได้ที่นี่

|                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา</b><br>Ansell Healthcare Europe NV<br>โทร: +32 (0) 2 528 74 00<br>แฟกซ์: +32 (0) 2 528 74 01 | <b>ภูมิภาคอเมริกาเหนือ</b><br>Ansell Healthcare Products LLC<br>โทร: +1 800 800 0444<br>แฟกซ์: +1 800 800 0445       | <b>ออสเตรเลีย</b><br>Ansell Limited<br>โทร: +61 1800 337 041<br>แฟกซ์: +61 1800 803 578 |
| <b>ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก</b><br>Ansell Global Trading Center<br>(Malaysia) Sdn Bhd<br>โทร: +603 8310 6688<br>แฟกซ์: +603 8310 6699    | <b>ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน</b><br>Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.<br>โทร: +52 442 248 1544 / 248 3133 | <b>รัสเซีย</b><br>Ansell PYC<br>โทร: +7 495 258 13 16                                   |

Ansell, ® และ "™" คือเครื่องหมายการค้าที่ Ansell Limited หรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของ จดสิทธิบัตรในสหรัฐฯ และกำลังรอสิทธิบัตรในและนอกสหรัฐฯ: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ

เอกสารฉบับนี้หรือข้อความทั้งหมดที่จัดทำขึ้นในเอกสารนี้ โดยหรือในนามของ Ansell ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นการรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์ หรือสื่อว่าผลิตภัณฑ์ของ Ansell เหมาะสำหรับการวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ Ansell จะไม่รับผิดชอบต่อความเหมาะสมหรือความเพียงพอของถุงมือที่ผู้ใช้เลือกไปใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยเฉพาะ

